
Fazendo a Diferença na Jornada da Vida Catálogo de produtos







# Índice

	ST	m		п	Λ
-			W	•	41
-		•	ш	ш	

Itow illiago	, I	
Bases Adesivas	8	
Bolsas para Estomia Intestinal	10	
Bolsas para Estomia Urinária	11	
Premier	13	
Bolsas para Estomia Intestinal	14	
Bolsas para Estomia Urinária	16	
Karaya	17	
Bolsas para Estomia Intestinal	17	
Pouchkins	18	
Bolsa Neonatal	19	
Bolsas para Estomia Intestinal	20	
Bolsas para Estomia Urinária	21	
Adjuvantes (acessórios)	23	
CUIDADO INTENSIVO		
Fixadores	29	
AnchorFast Guard	30	
AnchorFast	30	
Tira de Reposição para Anchor Fast	30	
HTAD	31	
VTAD	31	
FTAD	31	
Incontinência Urinária	33	
Everyday Cateter Externo Masculino	34	
Extended Wear Cateter Externo Masculino	34	
InView Cateter Externo Masculino	35	
CURATIVOS		
Restore	37	
Restore Extra-Fino	38	
Restore Plus	38	
Restore Plus Com Bordas	39	

#### **BASES ADESIVAS NEW IMAGE**

Segurança, flexibilidade, discrição e conforto em um único produto. Ampla variedade de opções com características que atendem às necessidades individuais dos estomizados, de acordo com o tipo de pele, efluente e frequência de troca esperada.

Exclusivo fechamento por micro conectores plásticos: *Microseal - Lock 'n Roll* 

> Segurança com simplicidade: Fácil de fechar, esvaziar e higienizar

> Mais de 1000 pequenos conectores *(Microseal)*. Não é Velcro, pode ser molhado e lavado.









- 1. Maior facilidade no momento de abrir a extremidade da bolsa. 2. Dobre a bolsa três vezes na mesma direção até que os micro conectores estejam voltados para cima.
- 3. Levante a aba de segurança. 4. Feche a aba de segurança pressionando-a sobre os micro conectores, do centro para as extremidades, efetuando o fechamento.



## **Exclusiva Flange Flotante**

Não há necessidade de pressionar a bolsa na região abdominal para encaixá-la — baixo perfil altamente flexível. Possui um sistema de encaixe com *click* audível, basta encaixar e "*click*!", base adesiva e bolsa estão seguramente encaixadas.



# **New Image**

Para montar o sistema base adesiva + bolsa, o código de cores deve ser o mesmo.

# **New Image Bases Adesivas**

 Flange Flotante de baixo perfil com ponto de fechamento central, encaixe sem pressão abdominal.

#### FormaFlex – Forma Fácil



- Modelável a vários tamanhos e formatos de estomas.
- Não precisa medir, desenhar ou recortar.
- Sem efeito memória.
- · Adesivo hipoalergênico, flexível e gás permeável.

Código	Flange mm	Modelável até mm	Código Cores
14102	44	32	•
14103	57	43	
14104	70	57	
11101	10	31	

Caixa com 5 unidades

# Flextend - Proteção reforçada



- Altamente absorvente, flexível e durável, adesividade e proteção periestoma.
- Barreira de resina sintética biselada plana recortável.
- · Sem adesivo.

Código	Flange mm	Recortável até mm	Código Cores	
15602	44	32	•	
15603	57	44		
15604	70	57		

Caixa com 5 unidades





- Barreira de resina sintética plana recortável.
- Adesivo hipoalergênico.

Código	Flange mm	Recortável até mm	Código Cores
14602	44	32	
14603	57	44	
14604	70	57	
14606	102	89	

Caixa com 5 unidades





- Barreira de resina sintética biselada convexa recortável.
- Sem adesivo.

Código	Flange mm	Recortável até mm	Código Cores
15802	44	25	•
15803	57	38	
15804	70	51	

Caixa com 5 unidades





- Barreira de resina sintética convexa recortável.
- Adesivo hipoalergênico, flexível e gás permeável.

Código	Flange mm	Recortável até mm	Código Cores
14802	44	25	•
14803	57	38	
14804	70	51	

Caixa com 5 unidades



- Barreira de resina sintética biselada convexa pré-cortada.
- · Sem adesivo.

Código	Flange mm	Pré-corte mm	Código Cores
15903	44	22	•
15904	44	25	
15905	57	29	
15906	57	32	

Caixa com 5 unidades





- Barreira de resina sintética convexa pré-cortada.
- Adesivo hipoalergênico, flexível e gás permeável.

Código	Flange mm	Pré-corte mm	Código Cores
14901 14902 14903 14904 14905 14906 14907 14908 14909	44 44 44 44 57 57 57 57	16 19 22 25 29 32 35 38 41	
14910 14911	70 70 70	41 44 51	

Caixa com 5 unidades

# **New Image**

## **New Image Bolsas para Estomia Intestinal**

- Filme plástico de 4 camadas: silencioso e antiodor.
- Tela protetora não aderente de não-tecido.
- Flange para encaixe da base e cinto.



• Exclusivo fechamento por conectores plásticos - Lock 'n Roll.

Ultratransparente Código	Transparente Código	Opaca Código	Flange mm	Código Cores
	18132	18112	44	•
	18133	18113	57	
	18134	18114	70	
18006			102	

Caixa com 10 unidades + 10 sacos plásticos para descarte higiênico



- · Filtro desodorizante para gases.
- Exclusivo fechamento por conectores plásticos Lock 'n Roll.

Transparente	Opaca	Flange	Código
Código	Código	mm	Cores
18192	18182	44	
18193	18183	57	
18194	18184	70	

Caixa com 10 unidades + 10 sacos plásticos para descarte higiênico



• Fechamento por presilha plástica - Clamp.

Transparente	Opaca	Flange	Código
Código	Código	mm	Cores
18102	18122	44	
18103	18123	57	
18104	18124	70	

Caixa com 10 unidades e 1 *Clamp* para fechamento + 10 sacos plásticos para descarte higiênico



- · Bolsa fechada.
- Filtro desodorizante para gases.

Opaco	Flange	Código	
Código	mm	Cores	
18372 18373 18374	44 57 70		

Caixa com 30 unidades + 30 sacos plásticos para descarte higiênico

# New Image Bolsas para Estomia Urinária

- Filme plástico de 4 camadas: silencioso e antiodor.
- Tela protetora não aderente de não-tecido.
- Flange para encaixe da base e cinto.



- Válvula de drenagem com regulagem de jato.
- Sistema antirrefluxo.

Transparente	Flange	Código	
Código	mm	Cores	
18402 18403 18404	44 57 70		

Caixa com 10 unidades e 1 tubo conector + 10 sacos plásticos para descarte higiênico

- Válvula de drenagem emborrachada com regulagem de jato.
- Sistema antirrefluxo com multicâmaras que distribuem uniformemente o conteúdo na bolsa, proporcionando um perfil mais discreto.
- · Formato anatômico.



Transparente Código	Ultratransparente Código	Flange mm	Código Cores
18902	18922	44	•
18903	18923	57	
18904	18924	70	

Caixa com 10 unidades, 3 tubos conectores + 10 sacos plásticos para descarte higiênico

# Principais Benefícios no Uso da Premier

A linha Premier oferece ao estomizado as mais variadas opções de bolsas de uma peça (para Estomia Intestinal e Urinária), que facilmente atendem às necessidades individuais.

Conheça as Bolsas de resina sintética *SoftFlex* com TEA – Tecnologia de Espaços de AR.

# Leveza e flexibilidade incomparáveis

- Nível ideal de adesividade e segurança que proporciona cuidado periestoma incomparável.
- Flexibilidade e conforto com remoção atraumática.



# TEA

A posição dos espaços de ar é sempre diferente, intercalando a área da pele que fica em contato direto com a resina.

O equipamento indicado para colostomias



Estomia Hollister. Os Detalhes Importam.

#### **Premier Bolsas para Estomia Intestinal**

- Barreira de Resina Sintética Flextend: altamente absorvente, flexível e durável, adesividade e proteção periestoma.
- · Adesivo hipoalergênico, flexível e gás permeável.
- Filme plástico de 4 camadas silencioso e antiodor.
- Tela protetora não aderente de não-tecido.



- Barreira de resina sintética plana recortável de 13 64 mm
- Bolsa drenável com fechamento por conectores plásticos Lock 'n Roll.

Ultratransparente	Opaca
Código	Código
8531	8551

Caixa com 10 unidades



- Barreira de resina sintética plana pré-cortada.
- Bolsa drenável com exclusivo fechamento por conectores plásticos - Lock 'n Roll.

Opaca Código	Pré-corte mm
8558	32
8553	38
8559	44

Caixa com 10 unidades



- Barreira de resina sintética plana recortável de 13 64 mm.
- Bolsa drenável com fechamento por presilha plástica Clamp.

Transparente Código
8631

Caixa com 10 Unidades e 1 Clamp para fechamento



- Barreira de resina sintética convexa recortável.
- Bolsa drenável com exclusivo fechamento por conectores plásticos - Lock 'n Roll.
- · Suporte para cinto.

Transparente	Opaca	Recortável até
Código	Código	mm
85211	85011	51

Caixa com 5 unidades



- Bolsa drenável com exclusivo fechamento por conectores plásticos - Lock 'n Roll.
- Barreira de resina sintética convexa pré-cortada.
- · Suporte para cinto.

Transparente Código	Opaca Código	Pré-corte mm
8510		19
8511		22
8512		25
8513	8593	29
8514		32
8515		35
85116		38
85118		44
85119		51

Caixa com 5 unidades

## **Premier Bolsas para Estomia Intestinal**

- Barreira de Resina Sintética SoftFlex com TEA Tecnologia de Espaços de Ar. Altamente flexível e suave, ótima adesividade e proteção periestoma.
- Filtro AF300 desodorizante para gases.
- Filme plástico de 4 camadas silencioso e antiodor.
- Tela protetora não aderente de não-tecido.



- Barreira de resina sintética plana recortável oval, pré-corte inicial de 15 mm Recortável 65x75 mm.
- Bolsa drenável com exclusivo fechamento por conectores plásticos - Lock 'n Roll.



Transparente	Opaca
Código	Código
88402	88302

Caixa com 10 unidades

- Barreira de resina sintética plana recortável de 15 55 mm.
- Bolsa drenável com exclusivo fechamento por conectores plásticos - Lock 'n Roll.



Transparente	Opaca
Código	Código
88400	88300

Caixa com 10 unidades



 Barreira de resina sintética plana recortável oval pré-corte inicial de 15 mm - Recortável 65x75 mm.

Bolsa fechada

Transparente Código	Opaca Código	
82402	82302	

Caixa com 30 unidades



• Barreira de resina sintética plana recortável de 15 - 55 mm.

· Bolsa fechada.

Opaca Código		
82300		

Caixa com 30 unidades

#### Premier Bolsas para Estomia Urinária

- Barreira de Resina Sintética Flextend: altamente absorvente, flexível e durável, adesividade e proteção periestoma.
- Adesivo hipoalergênico, flexível e gás permeável.
- Filme plástico de 4 camadas: silencioso e antiodor.
- Sistema antirrefluxo e válvula de drenagem com regulagem de jato.
- Tela protetora não aderente de não-tecido.



• Barreira de resina sintética plana recortável de 13 - 64 mm.

Transparente Código	
8460	

Caixa com 10 unidades e 1 tubo conector



• Barreira de resina sintética convexa pré-cortada.

· Suporte para cinto.

Transparente	Pré-corte
Código	mm
8482	19
8483	22
8484	25
8486	32
8488	38

Caixa com 5 unidades e 1 tubo conector

# Karaya Bolsas para Estomia Intestinal

- Barreira de resina mista (anel de Karaya) pré-cortada.
- Adesivo microporoso hipoalergênico.
- Filme plástico silencioso e antiodor.
- · Transparente.



• Bolsa fechada com filtro desodorizante para gases.

Código	Pré-corte mm	Tamanho barreira mm
3323	29	38
3325	51	64

Caixa com 30 unidades



Bolsa drenável com fechamento por presilha plástica - Clamp.

Código Bolsa 40 cm	Pré-corte mm
3278	22
3273	29
3279	35
3274	38
3275	51
3276	64
3278 3273 3279 3274 3275	22 29 35 38 51

Caixa com 30 unidades e 1 Clamp para fechamento

Pouchkins Bolsas Pediátricas

## Pouchkins - Bolsas Pediátricas

As Bolsas Pouchkins possuem recursos avançados que fornecem aos bebês e as crianças, que vivem com um estoma, os mais **altos níveis de conforto e segurança**.



#### Barreira de Pele - SoftFlex

Barreira de resina sintética *SoftFlex*, altamente flexível e suave, especialmente desenvolvida para pele sensível. Não contém látex.



#### Sistema de Fechamento Lock 'n Roll

O sistema de fechamento *Lock 'n Roll* utiliza tecnologia que permite o fechamento seguro mesmo quando os conectores plásticos estiverem molhados.



#### Flange Flotante

O Sistema de duas peças Pouchkins possui flange flotante que permite a colocação da bolsa sem exercer pressão sobre o abdômen.



# Adesivos Pouchkins: atrativos e úteis

- Os adesivos do personagem Pouchkins acompanham as bolsas, interagindo com as crianças.
- Os adesivos contêm um espaço para anotar as datas de troca das bolsas, facilitando o seu controle.

#### Pouchkins - Bolsa Neonatal Premie



- Bolsa de Estomia intestinal neonatal com dupla utilização: fechada ou drenável.
- Barreira de resina sintética SoftFlex plana.
- Encaixe sem pressão abdominal.
- · Fechamento individual.

Ultratransparente	Recortável até	Comprimento
Código	mm	da bolsa cm
3777	15	

Caixa com 15 unidades

#### Pouchkins - Bolsa Neonatal



- Bolsa neonatal com dupla função: intestinal ou urinária, podendo ser usada com ou sem válvula de drenagem.
- Barreira de resina sintética SoftFlex plana.
- Encaixe sem pressão abdominal.
- Fechamento individual.

Ultratransparente Código	Recortável até mm	Comprimento da bolsa cm
3778	35 x 22	16,5

Caixa com 15 unidades

## **Pouchkins Bolsas para Estomia Intestinal**

- Barreira de resina sintética SoftFlex com TEA Tecnologia de Espaços de Ar: altamente flexível e suave, otima adesividade e proteção periestoma.
- Filme plástico de 4 camadas silencioso e antiodor.
- Tela protetora não aderente de não-tecido.
- Bolsa drenável com exclusivo fechamento por conectores plásticos - Lock 'n Roll.



· Filtro desodorizante para gases.

Transparente	Recortável	Comprimento
Código	até mm	da bolsa cm
3795	51	18

Caixa com 10 unidades



Sem filtro.

Transparente	Recortável	Comprimento
Código	até mm	da bolsa cm
3796	38	16

Caixa com 10 unidades

# Pouchkins Sistema de 2 peças para Estomia Intestinal



- Barreira de resina sintética plana recortável.
- Flange flotante de baixo perfil com fechamento central.
- Encaixe sem pressão abdominal.
- Sem adesivo.

Código	Flange	Recortável	Código
	mm	até mm	Cores
3761	44	32	

Caixa com 5 unidades



- Bolsa drenável com exclusivo fechamento por conectores plásticos - Lock 'n Roll.
- · Suporte para cinto.

Transparente	Flange	Comprimento	Código
Código	mm	da bolsa cm	Cores
3799	44	16	

Caixa com 10 unidades

# Pouchkins Bolsas para Estomia Urinária



• Sistema antirrefluxo e válvula de drenagem.

Transparente Código	Recortável até mm	Comprimento da bolsa cm
3797	38	22

Caixa com 10 unidades e 1 tubo conector

# Gerenciamento de Odor

#### 1º Passo – Filme Plástico de 04 Camadas


As bolsas de estomia Hollister possuem filme de quatro camadas que formam uma barreira de proteção, evitando a saída do odor.

#### 2º Passo - Filtro Hollister - AF 300

O filtro Hollister AF300 permite a saída de ar do interior da bolsa, impedindo o balonamento. O carvão ativado destrói todos os tipos de moléculas de odor.

#### O Filtro deve:

- Permitir que o ar saia da bolsa.
- Não permitir que o odor saia da bolsa.
- Não permitir que líquidos entrem ou saiam da bolsa.




#### 3º Passo – Adapt Lubrificante Desodorante

O Adapt Lubrificante Desodorante anula as moléculas que causam odor, resultando em um produto final completamente inodoro.

Aumenta a confiança e a segurança dos estomizados ao eliminar o odor e facilita a limpeza da bolsa.





Estomia Hollister. Os Detalhes Importam.

# Adjuvantes (acessórios)



## Adapt Anéis Planos de Hidrocoloide

- Anéis planos de hidrocoloides.
- Barreira de resina sintética Flextend M (mais flexível e maleável).

Código	Diâmetro mm
7805	48
7806	98

Caixa com 10 unidades



#### Adapt Anéis Convexos de Hidrocoloide

- Para uso com equipamentos de 1 ou 2 peças para Estomia.
- Resina Flextend: Barreira de Resina sintética n\u00e3o estéril em formato de an\u00e9is convexos.
- Durável.
- · Podem ser adaptados ao equipamento ou estoma.
- Promovem o ajuste perfeito do equipamento de Estomia indicado.

Código	Diâmetro mm	
79520	20	
79530	30	
79540	40	

Caixa com 10 unidades



# Adapt Anéis Ovais Convexos de Hidrocoloide

- Para uso com equipamentos de 1 ou 2 peças para Estomia.
- Resina Flextend: Barreira de Resina sintética não estéril em formato de anéis ovais convexos.
- Durável.
- Podem ser adaptados ao equipamento ou estoma.
- Promovem o ajuste perfeito do equipamento de Estomia indicado.

Código	Diâmetro	
	mm	
79601	22x38	
79602	30x48	
79603	38x56	

Caixa com 10 unidades



# **Adapt Tiras de Hidrocoloide**

- Para uso com equipamentos de 1 ou 2 peças para Estomia.
- Barreira de resina sintética não estéril em formato de tira.
- Flexíveis, podem ser adaptadas.
- Promovem o ajuste perfeito do equipamento de Estomia indicado.

Código			
79400			

Caixa com 10 unidades



#### **Adapt Pasta**

- Barreira de resina sintética protetora de pele em pasta.
- · Composta por hidrocoloides.
- Acondicionada em bisnaga plástica para facilitar a aplicação.

Código	
79300	Caixa com 1 bisnaga de 60 g
79301	Caixa com 20 bisnagas de 14 g



#### Adapt Pó

- Barreira de resina sintética protetora de pele em pó microgranulado composta por hidrocoloides.
- Acondicionado em frasco plástico transparente que permite visualização do produto.

Código	
7906	

Caixa com 1 frasco de 28 g



#### **Adapt Lubrificante Desodorante**

- Uso exclusivo em bolsas de Estomia.
- Gel fluido, incolor e inodoro para lubrificação e eliminação dos odores característicos.

Código	Descrição
78500	Frasco plástico de 236 mL, caixa com 1 unidade
78501	Sachês de 8 mL, caixas com 50 unidades



#### Pouchkins – Cinto Pediátrico

· Cinto Pediátrico Hollister.

Código	Comprimento cm	
3774	25 a 43	
	Caixa com 1 unidade	



## Adapt Cinto para Bolsa de Estomia

• Cintos ajustáveis para bolsas de Estomia.

Código	Tamanho
7300	Médio (58 - 109 cm)
7299	Grande (86 - 165 cm)

Caixa com 10 unidades



#### **Barreiras de Hidrocoloide Flextend**

• Barreira de resina sintética Flextend.

Código	Tamanho	Caixa
8800	10 x 10 cm	5 unidades
8801	20 x 20 cm	3 unidades



# Clamp para Bolsa Drenável

• Presilha de plástico para fechamento de bolsa drenável.

Código	Caixa com
8770	20 unidades
8770-200	200 unidades



## Kit para Irrigação de Estomia Intestinal

Contém:

- 1 Irrigador.
- 1 Cone para estoma constituído de material atraumático.
- 1 Escova para higienização do cone e do tubo adaptador.

Código		
7718		

Caixa com 1 kit



# Tubo Adaptador para Bolsa de Urostomia

- Utilizado para conectar a bolsa de urostomia em uma bolsa coletora de urina.
- Fácil de encaixar.

Código			
7331			

Caixa com 10 unidades



## Manga para Irrigação

• Manga drenável para irrigação com suporte para cinto.

Código	Tamanho do aro (mm)	
7728	51	

Caixa com 20 unidades e 1 Clamp para fechamento

# New Image Mangas para irrigação

- Mangas drenáveis de irrigação para serem utilizadas com equipamento de duas peças New Image.
- · Plástico antiodor.
- · Suporte para cinto.
- Possui Clamp para fechamento.



Transparente	Flange	Comprimento	Código
Código	mm		Cores
18152	44	76 cm	
18153	57	76 cm	
18154	70	76 cm	

Caixa com 5 unidades

# **AnchorFast Guard**

# **Fixador de Tubo Endotraqueal**



# Colocar os pacientes em primeiro lugar, com confiança.

Introduzimos no mercado o primeiro Fixador de Tubo Endotraqueal, que facilita o cuidado oral, permitindo seu movimento de um lado para outro, de forma segura e fácil.

Agora, estamos falando de mais uma inovação, um passo além com o Fixador de Tubo endotraqueal **AnchorFast Guard**. Com uma manga integrada de proteção do tubo, que ajuda a prevenir a oclusão.

# Minimiza os riscos em pacientes entubados.

- Acesso limitado à cavidade oral.
- Úlcera por pessão, devido a permanência do tubo na mesma posição.
- Oclusão causada pela dobra ou mordedura do tudo.

#### Oferece os melhores Benefícios Clínicos.

- Acesso fácil à cavidade oral para otimizar a higienização.
- Ajuda a prevenir a formação de úlceras labiais graças ao sistema de deslizamento do tubo.
- Ajuda a prevenir a oclusão do tubo por meio da manga integrada de proteção.



#### AnchorFast Guard - Fixador de Tubo Endotraqueal



- Manga integrada de proteção do tubo para prevenir a oclusão.
- Simplifica cuidado na higiene oral.
- Fixa o tubo endotraqueal (de 5 a 10mm).
- Barreira de resina sintética Flextend adere ao rosto.
- A pinça e a tira autoadesiva prendem firmemente o tubo.
- A tira acolchoada de pescoço é ajustável.
- Embalado individualmente.
- · Não contém látex.

Código	Descrição	Caixa com
9800	Fixador de tubo endotraqueal com manga de proteção	12 unidades

#### AnchorFast - Fixador de Tubo Endotraqueal



- · Simplifica acesso para cuidado oral.
- Fixa o tubo endotraqueal (de 5 a 10 mm).
- Barreira de resina sintética *Flextend* adere ao rosto.



- A pinça e a tira autoadesiva prendem firmemente o tubo.
- A tira acolchoada de pescoço é ajustável, fácil e segura de manusear.
- Embalado individualmente.
- · Não contém látex.

Código	Descrição	Caixa com
9799	Fixador de tubo endotraqueal	12 unidades

# Tira de Reposição para AnchorFast



- · Tira ajustável acolchoada de pescoço.
- Fácil e segura de manusear.

Código	Descrição	Caixa com
9788	Tira de reposição	4 unidades

#### HTAD - Fixador Horizontal de Tubo, Dreno ou Cateter



- Fixa tubos, drenos ou cateteres (5 Fr 40 Fr) paralelamente à pele do paciente.
- Os tubos podem ser fixados proximais ou distais ao sítio de inserção.
- Auxilia a manter a integridade da pele.
- Estéril.
- · Não contém látex.

Código	Caixa com
9781	5 unidades

## VTAD - Fixador Vertical de Tubo, Dreno ou Cateter



- Fixa tubos, drenos ou cateteres (5 Fr 40 Fr) verticalmente à pele do paciente.
- Fixa o tubo no sítio de inserção.
- Auxilia a manter a integridade da pele.
- Estéril.
- · Não contém látex.

Código	Caixa com
9782	5 unidades

# FTAD - Fixador de Tubo de Alimentação



- Fixa tubos nasogástricos e nasointerais (5 a 18 Fr).
- A barreira de resina sintética Flexwear, em formato borboleta, adapta-se facilmente ao formato do nariz do paciente.
- A exclusiva braçadeira giratória elimina a pressão nas narinas do paciente.
- Não contém látex.

Código	Descrição	Caixa com
9786	Fixador de tubo de alimentação	20 unidades

30 | 31

# Everyday e Extended Wear Cateter externo masculino de Látex.

# Confiança


#### Você pode confiar nos cateteres Everyday e Extended Wear para:

- Ajudar a drenagem da urina livremente 1 Possui dois aros sanfonados paralelos desenhados para resistir às dobras e torções do cateter, que podem impedir o fluxo livre da urina.
- Permanecer estável após a aplicação Possui um adesivo ideal para a pele que ajuda a maximizar o tempo de uso e previne perdas acidentais do cateter
- Adaptar-se aos mais variados coletores de perna ou de cama 3
  A ponta afunilada ajuda a garantir uma conexão segura com o equipamento coletor.
- Ajudar a proteger a pele 4 A versão Extended Wear possui uma proteção anti refluxo, ou seja, uma membrana interna que ajuda a prevenir o refluxo da urina para o corpo do pênis, o que pode causar irritação na pele.

#### **Conforto**

# Os cateteres Everyday e Extended Wear foram projetados para serem:

- Fáceis de aplicar • Colar de aplicação que ajuda no momento da colocação do cateter sobre a glande.
- Fácil de usar 6 Latex não irritante, macio, confortável e que se adapta aos diferentes formatos anatômicos.
- Fácil de remover adesivo suave que garante a estabilidade do cateter e ainda permite uma retirada suave.









## **Everyday Cateter Externo Masculino**

- Látex macio e confortável.
- Colar de aplicação que ajuda na colocação.
- Possui aros sanfonados paralelos que permitem o livre fluxo da urina
- Com adesivo para maximizar o tempo de uso e prevenir perdas, fácil de remover.
- Ponta afunilada para garantir conexão segura com o equipamento coletor.

Código	Cor	Tamanho	Caixa com
9606	•	22-25 mm	30 unidades
9607	•	26-30 mm	30 unidades
9608		36-39 mm	30 unidades
9609	•	31-35 mm	30 unidades





#### **Extended Wear Cateter Externo Masculino**

- Látex macio e confortável.
- Colar de aplicação que ajuda na colocação.
- Possui aros sanfonados paralelos que permitem o livre fluxo da urina
- Com adesivo para maximizar o tempo de uso e prevenir perdas, fácil de remover.
- Ponta afunilada para garantir conexão segura com o equipamento coletor.
- Membrana interna que evita o refluxo da urina, prevenindo irritação da pele

Código	Cor	Tamanho	Caixa com
9206	•	22-25 mm	30 unidades
9207	•	26-30 mm	30 unidades
9208	•	31-35 mm	30 unidades
9209	•	36-39 mm	30 unidades





#### **InView Cateter Externo Masculino**

Uma gama de estilos e de tamanhos vão ajudar a garantir a melhor adaptação:

- Standard Comprimento regular e adesivo, para uso diário.
- Extra 70% mais de adesivo do que o modelo Standard, adicionando maior segurança
- Special Comprimento mais curto para atender necessidades específicas, como o pênis retraído.


O material transparente facilita o acompanhamento da saúde da pele durante a utilização do produto.

O silicone macio e "respirável" foi projetado para não irritar a pele, se ajusta para garantir uma perfeita adaptação.

Com adesivo adequado para pele, que previne descolamentos acidentais.

A ponta afunilada garante conexão segura com uma grande variedade de bolsas coletoras e extensores.

	Código do Produto				
Tamanho	Standard	Extra	Special	Caixa com	Cor
Pequeno (25 mm)	97225	97235	97125	30	•
Médio (29 mm)	97229	97329	97129	30	
Intermédiário (32 mm)	97232	97332	97132	30	
Grande (36 mm)	97236	97336	97136	30	•
Extra Grande (41 mm)	97241	97341	97141	30	•



Restore



#### **Restore Extra-Fino**

- Curativo oclusivo de hidrocoloides. Estéril, flexível e gás permeável.
- Constituído por meio de tecnologia de ligação cruzada.
- Embalado individualmente com régua de acetato para mensuração da ferida.
- Indicado nas feridas superficiais com pouco ou nenhum exsudato.
- Proteção contra as lesões provocadas por fricção.

Código	Tamanho	Caixa com
	cm	
9921	10 x 10	5 unidades
9923	15 x 20	3 unidades
9925	20 x 20	3 unidades



#### **Restore Plus**

- Curativo oclusivo de hidrocoloides. Estéril, flexível e gás permeável.
- Constituído por meio de tecnologia de ligação cruzada.
- Embalado individualmente com régua de acetato para mensuração da ferida.
- Indicado para tratamento de lesão com exsudação de mínima à moderada.

Código	Tamanho cm	Caixa com
9953	10 x 10	5 unidades
9955	20 x 20	3 unidades



#### Restore Plus com bordas

- Curativo oclusivo de hidrocoloides. Estéril, flexível e gás permeável.
- Constituído por meio de tecnologia de ligação cruzada.
- Embalado individualmente com régua de acetato para mensuração da ferida.
- Indicado para tratamento de lesão com exsudação de mínima à moderada.
- Possui borda biselada que facilita a adaptação aos contornos anatômicos.

Código	Tamanho cm	Caixa com
9956	10 x 10	5 unidades
9958	20 x 20	3 unidades
9963	15 x 15	5 unidades
	9956 9958	cm        9956      10 x 10        9958      20 x 20



# Programa Qualivida 0800 778 1000 Ligação Gratuita Segunda a sexta



#### Hollister do Brasil Ltda.

Av. Jabaguara, 2958 7º andar - Conjunto 71 a 73 São Paulo - SP

Tel.: (11) 5595-9650

hollister.brazil@hollister.com.br

www.hollister.com.br

Hollister e logo, New Image, Premier, Pouchkins, Karaya, Tandem, Adapt, Restore, SoftFlex TEA, Lock 'n Roll, Flextend, AF300, Anchor Fast, InView, Everyday e Extend Wear são marcas registradas da Hollister Incorporated. "Estomia Hollister. Os detalhes importam" é uma marca de serviço da Hollister Incorporated.