


Advance Plus


Sistema de sonda intermitente Sin Tocar

Confianza pura y simple



Orificios de drenaje ultrasuaves

Para insertar y retirar suavemente



Bolsa recolectora de 1500 ml, con asa grande, Sin Tocar

Le ayuda a manipular libremente la sonda a la vez que ayuda a protegerla de una posible contaminación

Punta protectora

Ayuda a que la sonda evite las bacterias medioambientales

Reservorio de gel

Le permite regular la lubricación de la sonda sin accesorios adicionales



Primero las personas:

Raquel Escudero Villaverde

"Bueno, estoy en una silla de ruedas. Pero cuando viajo y veo las condiciones en las que vive mucha gente, me siento afortunada".

El sistema de sonda intermitente Advance Plus Sin Tocar presenta la técnica que permite a los usuarios cateterizarse con confianza; prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar.




Advance Plus

Sistema de sonda intermitente Sin Tocar

Punta protectora Sin Tocar

- Ayuda a proteger la punta de la sonda de la exposición a bacterias en los 15 mm iniciales de la abertura de la uretra
- Ayuda a reducir el riesgo de introducir bacterias al aparato urinario
- Sirve como guía para una inserción correcta y sencilla



Reservorio de gel regulado por el usuario

- Sin necesidad de lubricación adicional
- Estabiliza la sonda facilitando su inserción y retirada

Material de PVC libre de látex y ftalatos

- Inocuo para usuarios con alergias al látex
- Responsable con el medio ambiente

Sistema de sonda intermitente Advance Plus Pocket Sin Tocar

- Diseñado para confianza y practicidad
- El envoltorio compacto ayuda a facilitar el transporte y almacenamiento de la sonda
- Las mismas características de la sonda intermitente Advance Plus



Sistema de sonda intermitente Advance Plus Pocket Sin Tocar			
Referencia	Punta	Tamaño (16 in, 40cm)	Cantidad por caja
93104	Recto	10Fr	100
93124	Recto	12Fr	100
93144	Recto	14Fr	100
93164	Recto	16Fr	100

Sistema de sonda intermitente Advance Plus Sin Tocar			
Referencia	Punta	Tamaño (16 in, 40cm)	Cantidad por caja
94064	Recto	6Fr	100
94084	Recto	8Fr	100
94104	Recto	10Fr	100
94124	Recto	12Fr	100
94144	Recto	14Fr	100
94164	Recto	16Fr	100
94184	Recto	18Fr	100
95124	Coude	12Fr	100
95144	Coude	14Fr	100
95164	Coude	16Fr	100

Sistema de sonda intermitente Advance Plus Kit Sin Tocar			
Referencia	Punta	Tamaño (16 in, 40cm)	Cantidad por caja
96064	Recto	6Fr	100
96084	Recto	8Fr	100
96104	Recto	10Fr	100
96124	Recto	12Fr	100
96144	Recto	14Fr	100
96164	Recto	16Fr	100
96184	Recto	18Fr	100
97124	Coude	12Fr	100
97144	Coude	14Fr	100
97164	Coude	16Fr	100

El kit incluye: sistema de sonda intermitente Advance Plus, guantes, empapador e hisopos de benzalconio

PRECAUCIÓN:

Si presenta cualquiera de las situaciones descritas a continuación, por favor consulte a su profesional de la salud antes de utilizar este producto:

- Uretra seccionada
- Estrechamiento uretral pronunciado
- Uretritis – inflamación de la uretra
- Epididimitis – inflamación del epidídimo (vaso seminífero)
- Sangrado uretral de origen desconocido
- Falsa vía uretral
- Prostatitis - inflamación de la próstata

La técnica del autocateterismo debe realizarse siguiendo las pautas y las recomendaciones de su profesional de la salud y sólo de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas. Dado que el número de cateterizaciones varía en función de la persona, debería ser su médico quien determinara su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su cateterización, por favor, contacte con su médico.

ADVERTENCIA:

Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no reutilice el producto. En caso de sentir malestar o cualquier signo de lesión, interrumpir inmediatamente el uso del producto y consultar a su profesional de la salud.

AVISO:

La ley federal (de EEUU) limita la venta de este dispositivo a médicos o por orden de éstos. Previo al uso de este dispositivo, asegúrese de leer (i) la información completa sobre cómo usar este dispositivo, incluidas las advertencias, precauciones e instrucciones de uso, y (ii) todos los demás prospectos y etiquetas del envase suministradas con el producto y sus accesorios.



Hollister Incorporated
Libertyville, IL USA

Para preguntas clínicas específicas sobre nuestros productos:

1.888.740.8999

For orders only: 1.800.323.4060

Distribuido por
Hollister Limited
Aurora, Ontario
1.800.263.7400

www.hollisterpeoplefirst.com

Hollister y el logotipo. Advance Plus y Advance Plus Pocket son marcas registradas de Hollister Incorporated.

©2013 Hollister Incorporated.
922233-0413